

VAH

IHO

CE 0482



DESOTEX
WIPE SYSTEMS

approved for disinfection of ultrasound heads
manufactured by:

GE | TOSHIBA | SIEMENS | PHILIPS | HITACHI
SHIMADZU | SONOACE | ALOKA | SONOSITE
ESAOTE | SAMSUNG MEDISON

approved for disinfection of
gas detectors with CO sensor
HONEYWELL

approved by
WEINMANN

Δραστικές ουσίες σε 100g υγρού διαλύματος: 0.25 g Didecyldimethylammoniumchloride; 0.5 g Alkylbenzyltrimethylammoniumchloride

Συσκευασία	Τεμάχια	Περιεχόμενο	Διαστάσεις	Κωδικός
Δοχείο	12	100 μαντ.	14 x 20 cm	141.110.100
Ανταλλακτικά	12	100 μαντ.	14 x 20 cm	141.110.100R

CLEANISEPT® WIPES

Υγρά μαντήλια μιας χρήσεως, χωρίς αλκοόλη, για ταχεία απολύμανση

- για την απολύμανση υπερήχων χωρίς να έρχονται σε επαφή με τους βλεννογόνους
- ταχεία δράση, ιοκτόνο συμπ. παποβαϊούς
- εξαιρετική συμβατότητα υλικών

Τα **CLEANISEPT® WIPES** είναι μαντηλάκια έτοιμα προς χρήση, για την ταχεία απολύμανση και τον καθαρισμό των ιατρικών συσκευών και των περιοχών που βρίσκονται κοντά στον ασθενή. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για ιατρικές συσκευές που είναι ευαίσθητες στο αλκοόλ, όπως ανιχνευτές υπερήχων που δεν πρέπει να έρθουν σε επαφή με τους βλεννογόνους. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στην επεξεργασία τροφίμων και σε κουζίνες. Το διάλυμα εμποτισμού έχει αναπτυχθεί με βάση ενώσεις τεταρτογενούς αμμωνίου, είναι χωρίς αλκοόλ, και δεν περιέχει αλδεϋδες και φαινόλες. Μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα από το κουτί, ξεχωριστά και γρήγορα ώστε να είναι έτοιμα για χρήση.

Αντιμικροβιακές Ιδιότητες			30 δευτ. 1 λεπτό	
Βακτήρια και μύκητες				
Συστατική εφαρμογή για απολύμανση επιφανειών (4-τομέα test, βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο)*	EN 16615	μηχανική δράση για μολυσμένες συνθήκες		●
Ιοί				
Δραστικό έναντι όλων των ιών με περίβλημα	EN 14476	ιός δαμαλτίτιδας καθαρές συνθήκες	●	
Πρόσθετα αποτελέσματα EN test				
Βακτηριοκτόνο	EN 13727			●
Μυκητοκτόνο (C. albicans)	EN 1275			●
Μυκητοκτόνο (C. albicans) (medical area)	EN 13624	μολυσμένες συνθήκες		●

* Συμπεριλαμβανομένης της φάσης 2 βήμα 1 και τη φάση 2 βήμα 2 δοκιμές (ποσοτική δοκιμασία αναστολής και ποσοτικές δοκιμές φορέα)

Να χρησιμοποιήτε τα απολυμαντικά με ασφάλεια.
Να διαβάσετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν τη χρήση.