

VAH
IHO
€ € 0482



DESOTEX
WIPE SYSTEMS



*approved for disinfection of ultrasound heads
manufactured by:*

**GE | TOSHIBA | SIEMENS | PHILIPS | HITACHI
SHIMADZU | SONOACE | ALOKA | SONOSITE
ESAOTE | SAMSUNG MEDISON**

*approved for disinfection of
gas detectors with CO sensor
HONEYWELL*

*approved by
WEINMANN*

Δραστικές ουσίες σε 100g υγρού διαλύματος: 0.25 g Didecyldimethylammoniumchloride; 0.5 g Alkylbenzyldimethylammoniumchloride

| Συσκευασία | Τεμάχια | Περιεχόμενο Διαστάσεις | Κωδικός | |
|------------|---------|------------------------|------------|------------|
| Πλακέτο | 12 | 80 μαντ. | 20 x 22 cm | 141.111.80 |

CLEANISEPT® WIPES MAXI

Υγρά μαντήλια μιας χρήσεως, χωρίς αλκοόλη, για την ταχεία απολύμανση

- για την απολύμανση επιφανειών των ιατρικών συσκευών και άλλων επιφανειών επαφής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού
- ταχεία δράση, ιοκτόνο συμπ. παποβαϊός
- εξαιρετική συμβατότητα υλικών

Τα **CLEANISEPT® WIPES MAXI** είναι μαντηλάκια απολύμανσης χωρίς αλκοόλη για ταχεία απολύμανση και καθαρισμό του ιατρικού εξοπλισμού και μεγάλων πλαστικών επιφανειών όλων των ειδών, καθώς και σε όλους τους τομείς της επεξεργασίας τροφίμων. Ιδιαίτερα κατάλληλα για ιατρικές συσκευές που είναι ευαίσθητες στο αλκοόλ. Επιπλέον, δεν περιέχουν ούτε αλδεϋδες ούτε φαινόλες και μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα από το κούτι, ξεχωριστά και γρήγορα ώστε να είναι έτοιμα για χρήση.

| Αντιμικροβιακές Ιδιότητες | | 30 δευτ. 1 λεπτό | |
|--|----------|-------------------------------------|---|
| Βακτήρια και μύκητες | | | |
| Συστατική εφαρμογή για απολύμανση επιφανειών (4-τομέα test, βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο)* | EN 16615 | μηχανική δράση για μολυσμ. συνθήκες | • |
| Ιοί | | | |
| Δραστικό έναντι όλων των ιών με περιβλημα | EN 14476 | ιός δαμαλίτιδας καθαρές συνθήκες | • |
| Πρόσθετα αποτελέσματα EN test | | | |
| Βακτηριοκτόνο | EN 13727 | | • |
| Μυκητοκτόνο (C. albicans) | EN 1275 | | • |
| Μυκητοκτόνο (C. albicans) (medical area) | EN 13624 | μολυσμ. συνθήκες | • |

* Συμπεριλαμβανομένης της φάσης 2 βήμα 1 και τη φάση 2 βήμα 2 δοκιμές (ποσοτική δοκιμασία αναστολής και ποσοτικές δοκιμές φορέα)
Να χρησιμοποιήσετε τα απολύμαντικά με ασφάλεια.
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν τη χρήση.

 **BOURNAS**
MEDICALS

ΜΠΟΥΡΝΑΣ Γ. & ΜΠΟΥΡΝΑ Σ. Ο.Ε.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΥ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Σενέτο 18, Κηφισιά 14564 Αθήνα
Τηλ: 210-26.22.568 Fax: 210-26.12.089
Site: bournas-medicals.gr • email: info@bournas-medicals.gr

www.schumacher-online.com

Dr. Schumacher