

VAH

IHO

CE 0482



recommended / approved by:

WOLF | OLYMPUS-WINTER & IBE

Δραστικές ουσίες σε 100g: 3.75 g Cocosporylendiaminguanidiniumdiacetate; 5.63 g Didecylloxethylmethylammoniumpropionate

Συσκευασία	Τεμάχια	Περιεχόμενο	Κωδικός
Φιάλη	10	1 l	141.212.1000
Φιάλη	6	2 l	141.212.2000
Δοχείο	3	5 l	141.212.5000

PERFEKTAN® ENDO

Συμπυκνωμένο υγρό χωρίς αλδεΐδες για τον καθαρισμό και την απολύμανση εργαλείων

- εξαιρετική συμβατότητα με όλα τα υλικά
- ιδανικό για την απολύμανση των καθαρισμό των ενδοσκοπίων
- εξαιρετικές ιδιότητες καθαρισμού

Το **PERFEKTAN ENDO** είναι ένα συμπυκνωμένο απολυμαντικό και καθαριστικό εργαλείων και ενδοσκοπίων. Δεν περιέχει αλδεΐδες και φαινόλες και μπορεί να διατηρηθεί έως και δύο βδομάδες. Είναι ιδανικό σε περιοχές που απαιτούν άμεση απολύμανση και έντονη καθαριστική ικανότητα σε χώρους νοσοκομείων, κλινικές κτλ

Αντιμικροβιακές Ιδιότητες		5 λεπτ.	15 λεπτ	30 λεπτ.	60 λεπτ.
Βακτήρια και μύκητες					
Σύσταση αίτηση για την απολύμανση εργαλείων (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο) *	VAH	μολυσμένες συνθήκες	3 %	2 %	1 %
Πρόσθετα αποτελέσματα EN test					
Φυματιοκτόνο (M. .terrae)	DGHM	καθαρές και μολυσμένες συνθήκες	2 %	1 %	0.5 %
Βακτηριοκτόνο	EN 13727	καθαρές συνθήκες	0.25 %		
	EN 1276	καθαρές συνθήκες	0.25 %		
Μυκητοκτόνο (Candida albicans)	EN 13624	καθαρές συνθήκες	0.25 %		

* Συμπεριλαμβανομένης της φάσης 2 βήμα 1 και τη φάση 2 βήμα 2 τεστ (ποσοτικές δοκιμές αναστολής και ποσοτικές δοκιμές φορέα)



Health supplies since 1988

ΜΠΟΥΡΝΑΣ Γ. & ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΣΤ. Ο.Ε

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΥY & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Σενέκα 18, Κηφισιά 14564 Αθήνα

Tηλ: 210-26.22.568 Fax: 210-26.12.089

Site: bournas-medicals.gr • email: info@bournas-medicals.gr



www.schumacher-online.com

Dr. Schumacher

