

VAH

IHO

CE 0482



Δραστικές ουσίες σε 100g: 3.75 g Cocosporylendiaminguanidiniumdiacetate; 5.63 g Didecylloxethylmethylammoniumpropionate

Συσκευασία	Τεμάχια	Περιεχόμενο	Κωδικός
Φιάλη	10	1 l	141.210.1000
Φιάλη	6	2 l	141.210.2000
Δοχείο	3	5 l	141.210.5000

PERFEKTAN® TB

Συμπυκνωμένο υγρό χωρίς αλδεϋδες για τον καθαρισμό και την απολύμανση εργαλείων

- ελεύθερο αλδεϋδών με εξαιρετικές ιδιότητες καθαρισμού
- υψηλό βαθμό συμβατότητας των υλικών
- ευχάριστο άρωμα

Το **PERFEKTAN TB** είναι ένα συμπυκνωμένο υγρό χωρίς αλδεϋδες για την απολύμανση και τον καθαρισμό εργαλείων και άκαμπτων ενδοσκοπίων σε καθημερινή χρήση. Διαθέτει ένα ευχάριστο άρωμα και η δράση του διαρκεί 14 μέρες. Είναι κατάλληλο για χώρους εστίασης, νοσοκομείων, οδοντιατρείων κτλ.

Αντιμικροβιακές Ιδιότητες		5 ΛΕΠΤ.	15 ΛΕΠΤ.	30 ΛΕΠΤ.	60 ΛΕΠΤ.
Βακτήρια και μύκητες					
Σύσταση αίτηση για την απολύμανση εργαλείων (βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο) *	VAH	μολυσμένες συνθήκες	3 %	2 %	1 %
Ιοί					
Δραστικό έναντι όλων των ιών με περιβλήμα	RKI/DVV	συμπ. HBV/HIV/HCV	2 %	1 %	
Πρόσθετα αποτελέσματα EN test					
Βακτηριοκτόνο	EN 13727	καθαρές συνθήκες	0.25 %		
	EN 1276	καθαρές συνθήκες	0.25 %		
Μυκητοκτόνο(Candida albicans)	EN 13624	καθαρές συνθήκες	0.25 %		

* Συμπεριλαμβανομένης της φάσης 2 βήμα 1 και τη φάση 2 βήμα 2 τεστ (ποσοτικές δοκιμές αναστολής και ποσοτικές δοκιμές φορέα)



Health supplies since 1988

ΜΠΟΥΡΝΑΣ Γ. & ΜΠΟΥΡΝΑΣ ΣΤ. Ο.Ε

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΟΥ & ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
Σενέκα 18, Κηφισιά 14564 Αθήνα

Tηλ: 210-26.22.568 Fax: 210-26.12.089

Site: bournas-medicals.gr • email: info@bournas-medicals.gr



www.schumacher-online.com

Dr. Schumacher

